

GC FujiCEM Evolve

Korak napred



Početna situacija



Doziranje samomešanjem



Postavljanje restauracije



Gumasta konzistencija postiže se nakon samo 3 sekunde brzog stvrdnjavanja (tack cure)



Lako odstranjivanje viška u jednom potezu



Završni rezultat

Ustupio prof. R. Sorrentino, Italija



FujiCEM Evolve GC špric (9.2 g / 5.0 ml)	
012951	GC FujiCEM Evolve Starter Kit: špric (1), nastavci Regular (15) EEP
012952	GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: špricevi (3), posuda za mešanje (1) EEP
012953	GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: špricevi (3), nastavci Regular (45) EEP
012954	GC "Push and Click" nastavak Regular (15)
012955	GC "Push and Click" nastavak Endo (15)



Potražite korak po korak postupak za sva cementiranja u **GC Luting Guide**

FujiCEM je zaštitni znak kompanije GC.

Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM i Riva Cem nisu zaštitni znaci kompanije GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119,
6th floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZO LFRS 02 110 - 12/19

Korak napred

GC
FujiCEM™ Evolve

Inovativni akrilatom ojačani
glasjonomer cement
za pouzdane rezultate
i lako korišćenje

GC

GC FujiCEM Evolve

Korak napred

Glasjonomeri su GC zaostavština, pouzdanog kvaliteta, kao što pokazuju nezavisne studije širom sveta. Krenite korak napred odabirom jednostavnog nanošenja, manje osetljivosti na tehniku kao i visoke podnošljivosti vlage, sa materijalom FujiCEM Evolve.



Ručno mešanje ili samomešanje



- Otvori su razdvojeni: paste se međusobno ne kontaminiraju, mogućnost ručnog mešanja

- "Push & Click" nastavak za mešanje, jednostavan za postavljanje
- Može da se nanese direktno na restauraciju ili u kanal korena (pomoću endodontskog nastavka)



Akrilatnom ojačani glasjonomer kome možete da verujete

- Manje osetljiv na tehniku od kompozitnih cemenata
- Nije potrebna prethodna obrada: nanošenje u jednom koraku
- Dugo vreme rada, kratko vreme stvrdnjavanja
- Tolerancija na vlagu: nije potreban koferdam
- Manji rizik postoperativne osetljivosti
- Izvrsno pečaćenje i ivično prilagođavanje



Ustupio dr. J. Tapia Guadix, Španija


Optimalna viskoznost

- Kontrolisano istiskivanje za jednostavan postupak
- Tanak sloj i precizno prilagođavanje
- Opcija brzog stvrdnjavanja (tack-cure) za lakše odstranjivanje viška




Ustupio dr. J. Tapia Guadix, Španija

Pouzdanost vezivanja u svim slučajevima



Izvor: GC Istraživanje i razvoj, Japan, 2018. Podaci u arhivi.


Optimalna adhezija za cirkonijum-oksidnu keramiku



Izvor: GC Istraživanje i razvoj, Japan, 2018. Podaci u arhivi.

Tehnologija monomera dugog lanca

- Super dugi lanci monomera za čvrstinu i stabilnost cementa.



- Radioopakno stakleni punilac za izvrsnu rendgensku vidljivost (> 250% Al)

Višenamenska opcija za svakodnevni rad

FujiCEM Evolve je višenamenska opcija za svakodnevni rad, budući da se može koristiti za brojne indikacije i ne zahteva apsolutnu izolaciju vlage. Štaviše, njegova poboljšana čvrstina veze sa cirkonijum-oksidnom keramikom čini ga naročito pogodnim za cementiranje restauracija visoke čvrstine od pune keramike.

Indikovano za:

